

## KATHETERBEHÄLTER PLEXIGLAS MIT SCHIENENHALTERUNG AUS EDELSTAHLDRAHT



Katheterbehälter mit Schienenhalterung
für 25 x 10 mm Geräteschienen. Der Behälter
ist in Längen von 500 und 700 mm erhältlich.
Er verfügt über eine Wandabstützung und
einen Deckel, der durch eine Kette gesichert ist.
Boden und Deckel lassen sich zur Reinigung
einfach entnehmen.

Innendurchmesser: 94 mm

Gewicht: 1,2 kg

Max.Traglast: 1 kg



10 40 636

Dreifachunterteilung für Katheterbehälter!

Stufenlos in der Röhre platzierbar (nicht im Lieferumfang enthalten).

## KATHETERBEHÄLTER AUS EDELSTAHL



# Passendes Zubehör für maximale Flexibilität



Längenreduzierung um 100 mm



Einsatz zur Längenreduzierung einzelner Segmente

Adapter für Intensivschiene

Adapter nur notwendig, wenn der integrierte Schienenhalter keinen sicheren Halt gewährleistet.

10 50 031



50 00 318

### Katheterbehälter mit Deckel

Herausnehmbare Frontscheibe aus Acrylglas, Schienenhalter und 3-fach Unterteilung.

Maße: 700 x 150 x 100 mm

Gewicht: 3,5kg Traglast: 3kg

Sprechen Sie uns an:

Telefon: 06722 • 943 99-0 Telefax: 06722 • 943 99-29 e-mail: info@heckmed.de A L L R N A T I L

Fordern Sie unsere Gesamtkataloge an!

Einfach anrufen, faxen oder mailen. Kataloge und Prospekte kommen dann kostenlos und unverbindlich.

www.heckmed.de